

SARS-COV-2 ANTIGEN RAPID TEST

Labospace

- Non necessita di componenti aggiuntivi.
- Ogni mono-test è confezionato separatamente.
- Registratazione presso Il Ministero della Sanità Nr. 2015228.
- Componenti del singolo test
 - ▶ Cartuccia del test
 - ▶ Confezione singola tampone
 - ▶ Tampone
 - ▶ Tubo di estrazione
 - ▶ Contagocce



Verificato con metodo Real-time PCR

DATI

90.32%

SENSITIVITÀ

98.1%

SPECIFICITÀ




15 minuti

TESTING TIME

Tampone nasofaringeo / orofaringeo

TIPI DI CAMPIONE



ISTRUZIONI D'USO

